

U 544

Kosár

magas felső kerettel 16 pohár befogadására 23 cm magasságig.



- 16fiókkal
- Rekeszméret: 113 mm x 113 mm mm
- Rövid és hosszú hosszabbítóból álló hosszabbítókészlettel
- Hosszabbítóval állítható magasságú felső keret 23 cm-ig
- 50 széles, 50 cm mély, szélesség Gastronorm oldalrésszel: 53 cm


EAN: 4002514278766 / Cikkszám: 06984190 / Régi cikkszám67654401D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 544

Kosár

magas felső kerettel 16 pohár befogadására 23 cm magasságig.



EAN: 4002514278766 / Cikkszám: 06984190 / Régi cikkszám67654401D

<b>Termékkategória</b>	
Kosár poharakhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Műanyag
Szín	Kék, sárga
Rekeszek száma	16
Fiókszélesség (mm)	113
Fiókhosszúság (mm)	113
<b>Kapacitás</b>	
Poharak 140–175 mm magasságig [mennyiség]	16
Poharak 200–230 mm magasságig [mennyiség]	16
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	266
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	190
Külső méret, bruttó mélység (mm)	260
Nettó súly (kg)	3,10
Bruttó súly (kg)	3,60