

U 508  
Kosár  
csészek optimális befogadásához.



- 4sorral max. 10 cm átmérőjű csészekhez

EAN: 4002515249987 / Anyagszám: 09508650 / Régi anyagszám: 67650801D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Termékkategória	
Kosár csészekhez	•

U 508  
Kosár  
csészék optimális befogadásához.



EAN: 4002515249987 / Anyagszám: 09508650 / Régi anyagszám: 67650801D

Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilzánózott, Műanyag
Szín	Kék, Fehér
Sorok száma	4
Kapacitás	
Csészék [mennyiség]	20
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	104
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	260
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	520
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	2,00
Bruttó súly (kg)	2,50