


U 504

Kosár

evőeszközök optimális befogadásához.



- 9 műanyag evőeszköztartóval
- Rekeszméret: 106 x 106 mm

EAN: 4002515250112 / Cikkszám: 09508670 / Régi cikkszám67650401D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Termékkategória	
Kosár evőeszközökhöz	•

U 504
Kosár
evőeszközök optimális befogadásához.



EAN: 4002515250112 / Cikkszám: 09508670 / Régi cikkszám67650401D

Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilánózott, Műanyag
Szín	szürke, Fehér
Rekeszek száma	9
Fiókszélesség (mm)	106
Fiókhosszúság (mm)	106
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	145
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	260
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	520
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	2,24
Bruttó súly (kg)	3,21