

U 513

Kosár

egy nyitott kosároldallal tálcák optimális befogadásához.



- 2 sorral
- Rácssűrűség 45 mm
- Nem használható frissvízrendszerű mosogatógépekben

EAN: 4002515250143 / Anyagszám: 09508710 / Régi anyagszám: 67651301D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Termékkategória	
Kosár tálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke
Rácssűrűség (mm)	45
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	109
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	260
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	520
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	1,90
Bruttó súly (kg)	2,40