

U 520
Kosár
poharak optimális befogadásához.



- 36 rekesz 36 pohárhoz
- Rekeszméret: 73 mm x 73 mm mm
- 10,4 magas, 50 széles (53 GN-oldalrésszel), 50 cm mély

EAN: 4002515292846 / Anyagszám: 09581370 / Régi anyagszám: 67652001D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Termékkategória	
Kosár poharakhoz	•

U 520
Kosár
poharak optimális befogadásához.



EAN: 4002515292846 / Anyagszám: 09581370 / Régi anyagszám: 67652001D

Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Kék, Zöld
Rekeszek száma	36
Fiókszélesség (mm)	73
Fiókhosszúság (mm)	73
Kapacitás	
Poharak 73 mm magasságig [mennyiség]	36
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	104
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	200
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	590
Külső méret, bruttó mélység (mm)	590
Nettó súly (kg)	1,80
Bruttó súly (kg)	2,30