

U 524/1

Kosár

max. 10 cm átmérőjű poharak optimális befogadásához.



- 4sorral

EAN: 4002515587621 / Anyagszám: 10094770 / Régi anyagszám: 67652402D


Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 524/1

Kosár

max. 10 cm átmérőjű poharak optimális befogadásához.

EAN: 4002515587621 / Anyagszám: 10094770 / Régi anyagszám: 67652402D



<b>Termékkategória</b>	
Kosár poharakhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Drót, rilzánózott
Szín	Fehér
Sorok száma	4
Rácssűrűség (mm)	100
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	184
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	223
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	563
Külső méret, bruttó mélység (mm)	563
Nettó súly (kg)	2,52
Bruttó súly (kg)	3,84