

U 634-S

Kosár

ferde állítókkal, 16 pohár jobb tisztításához és szárításához.



- 16 rekesz, rekeszméret: 113 mm x 113 mm
- Alacsony felső kerettel felszerelve
- 104/173/233 magas, 500 széles (530 GN-oldalrésszel), 500 mm mély
- Rövid és hosszú hosszabbítóból álló hosszabbítókészlettel

EAN: 4002515673560 / Cikkszám: 10322510 / Régi cikkszám67663401D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 634-S

Kosár

ferde állítókkal, 16 pohár jobb tisztításához és szárításához.



EAN: 4002515673560 / Cikkszám: 10322510 / Régi cikkszám67663401D

<b>Termékkategória</b>	
Kosár poharakhoz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Műanyag
Szín	Kék, sárga
Rekeszek száma	16
Fiókszélesség (mm)	113
Fiókhosszúság (mm)	113
<b>Kapacitás</b>	
Poharak 110–140 mm magasságig [mennyiség]	16
Poharak 175–200 mm magasságig [mennyiség]	16
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	233
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	135
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	3,00
Bruttó súly (kg)	4,00