


U 645-S

Kosár

ferde állítókkal, 20 pohár jobb tisztításához és szárításához.



- 20 rekesz, rekeszméret: 113 mm x 90 mm mm
- Magas felső kerettel felszerelve
- 104/206/266 magas, 500 széles (530 GN-oldalrésszel), 500 mm mély
- Rövid és hosszú hosszabbítóból álló hosszabbítókészlettel

EAN: 4002515673577 / Cikkszám: 10322520 / Régi cikkszám67664501D


Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 645-S

Kosár

ferde állítókkal, 20 pohár jobb tisztításához és szárításához.

EAN: 4002515673577 / Cikkszám: 10322520 / Régi cikkszám67664501D



Termékkategória	
Kosár poharakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Kék, sárga
Rekeszek száma	20
Fiókszélesség (mm)	113
Fiókhosszúság (mm)	90
Kapacitás	
Poharak 140–175 mm magasságig [mennyiség]	20
Poharak 200–230 mm magasságig [mennyiség]	20
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	266
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	135
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	3,00
Bruttó súly (kg)	4,00