

U 408
Kosár
csészék optimális befogadásához.



- 4sorral

EAN: 4002515691151 / Cikkszám: 10358570 / Régi cikkszám67640801D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – tartály	•
A készülék besorolása	
PG 8164	•
PTD 701	•
Termékkategória	
Kosár csészékhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Kék, szürke, Fehér
Sorok száma	4
Rácssűrűség (mm)	85
Kapacitás	
Csészék [mennyiség]	20
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	100
Külső méret, nettó szélesség (mm)	410
Külső méret, nettó mélység (mm)	410
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	1,20
Bruttó súly (kg)	2,14