

U 403  
Kosár  
evőeszközök optimális tisztításához.



- Sűrű szövésű aljzat
- Fagylaltos poharakhoz is
- Evőeszköz-betétek nélkül

EAN: 4002515691175 / Anyagszám: 10358590 / Régi anyagszám: 67640301D

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Termék-hozzárendelés</b>        |                  |
| Mosogatógépek – tartály            | •                |
| <b>A készülék besorolása</b>       |                  |
| PG 8164                            | •                |
| PTD 701                            | •                |
| <b>Termékkategória</b>             |                  |
| Kosár evőeszközökhöz               | •                |
| Kosár fazekaknak/tálaknak          | •                |
| <b>Terméktulajdonságok</b>         |                  |
| Anyag                              | Drót, rilánózott |
| Szín                               | Fehér            |
| <b>Méret és súly</b>               |                  |
| Külső méret, nettó magasság (mm)   | 125              |
| Külső méret, nettó szélesség (mm)  | 400              |
| Külső méret, nettó mélység (mm)    | 400              |
| Külső méret, bruttó magasság (mm)  | 170              |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 520              |
| Külső méret, bruttó mélység (mm)   | 620              |
| Nettó súly (kg)                    | 2,00             |
| Bruttó súly (kg)                   | 3,00             |