


U 404  
Kosár  
evőeszközök optimális befogadásához.



- 6 műanyag evőeszköztartóval
- Rekeszméret: 106 x 106 mm

EAN: 4002515691182 / Anyagszám: 10358610 / Régi anyagszám: 67640401D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Mosogatógépek – tartály	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Termékkategória</b>	
Kosár evőeszközökhöz	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Drót, rilzánózott, Műanyag
Szín	szürke, Fehér
Rekeszek száma	6
Fiókszélesség (mm)	106
Fiókhosszúság (mm)	106
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	112
Külső méret, nettó szélesség (mm)	400
Külső méret, nettó mélység (mm)	400
Külső méret, bruttó magasság (mm)	170
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	520
Külső méret, bruttó mélység (mm)	620
Nettó súly (kg)	1,65
Bruttó súly (kg)	2,80