

ABL 50

Kiegészítő takaróléc a lábazathoz

72 cm-es korpuszméretre való magassági illesztéshez.



- Nemesacél és fehér kivitelben
- 5 cm magasság

EAN: 4002515179215 / Cikkszám: 09378030 / Régi cikkszám67211401D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 404 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Telepítési anyagok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	43
Külső méret, nettó szélesség (mm)	593
Külső méret, nettó mélység (mm)	54
Külső méret, bruttó magasság (mm)	50
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	615
Külső méret, bruttó mélység (mm)	80
Nettó súly (kg)	0,34
Bruttó súly (kg)	0,51