

APTD 500

Kosár

akár 8 palack és egyéb üreges testek optimális befogadásához.



- Problémamentes váltóüzem mód más kosarakkal – egyszerű átszerelés
- Higiénikus előkészítés az egyes injektorfúvókáknak köszönhetően
- A szállítási csomag tartalmaz egy adaptert
- A mosogatnivalók max. magassága 375 mm, átmérő 100 mm

EAN: 4002516381709 / Cikkszám: 11622900 / Régi cikkszám67650200D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – tartály	•
A készülék besorolása	
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Termékkategória	
Kosár üvegek és egyéb üreges tárgyak számára	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilánózott
Szín	Fehér
Kapacitás	
375 mm-nél nem magasabb üvegek [mennyiség]	8
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	227
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	475
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	540
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	2,93
Bruttó súly (kg)	4,40