

UG 70-60/80

Alépitmény ajtóval

a mosogatógép ergonomikus be- és kikapolásához - 70 cm magasság.



- Tartozékok, pl. vegyszertartályok és adagolómodulok befogadásához
- Összecsavarozható a géppel
- Tartóval vezetőképesség- és átfolyásmérőhöz
- Rögzítési ponttal állapotjelző LED számára
- Ajtóval és padlólemezzel tartozékok befogadásához

EAN: 4002515545294 / Anyagszám: 10031420 / Régi anyagszám: 67376110D

| Termék-hozzárendelés | |
|--|-----------|
| Mosogatógépek – friss víz | • |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium | • |
| Termikus fertőtlenítők | • |
| Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi | • |
| A készülék besorolása | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8099 | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 407 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Termékkategória | |
| Zárt alépitmény | • |
| Terméktulajdonságok | |
| Anyag | Nemesacél |
| Szín | Nemesacél |
| Méret és súly | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 717 |
| Külső méret, nettó szélesség (mm) | 597 |
| Külső méret, nettó mélység (mm) | 547 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 730 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 615 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 563 |

UG 70-60/80

Alépítmény ajtóval

a mosogatógép ergonomikus be- és kikapolásához - 70 cm magasság.



EAN: 4002515545294 / Anyagszám: 10031420 / Régi anyagszám: 67376110D

| | |
|------------------|-------|
| Nettó súly (kg) | 26,00 |
| Bruttó súly (kg) | 28,00 |