

E 812

Betét

poharak optimális befogadásához.



- O 891 és O 892 felső kosárhoz
- 7, max. 60 mm átmérőjű pohárhoz

EAN: 4002515387672 / Anyagszám: 09742240 / Régi anyagszám: 67581201D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét poharakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilézozott
Szín	Fehér
Felső kosárba helyezhető	O 891, O 892
Kapacitás	
Poharak max. 60 mm Ø-ig [mennyiség]	7
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0

E 812  
Betét  
poharak optimális befogadásához.

EAN: 4002515387672 / Anyagszám: 09742240 / Régi anyagszám: 67581201D



Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	143
Külső méret, nettó szélesség (mm)	230
Külső méret, nettó mélység (mm)	467
Külső méret, bruttó magasság (mm)	32
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	615
Külső méret, bruttó mélység (mm)	50
Nettó súly (kg)	0,30
Bruttó súly (kg)	0,51