

CM/1

ConductivityMeter

a vezetőképesség méréséhez és a patroncsere kijelzése.

EAN: 4002516057420 / Anyagszám: 10889920 / Régi anyagszám: 69450002D



- Alkalmas teljes demin. patronokhoz
- A patroncsere optikai és akusztikus kijelzése.
- 10 kapcs. pont a 0 – 199,9  $\mu\text{S}/\text{cm}$  mérési tartományban
- Egysoros kijelző, csatlakoztatható külső LED-hez
- fali tartóval és hálózati tápegységgel

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Vízelőkészítés	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fekete

CM/1

ConductivityMeter

a vezetőképesség méréséhez és a patroncsere kijelzése.

EAN: 4002516057420 / Anyagszám: 10889920 / Régi anyagszám: 69450002D



#### Méret és súly

Külső méret, nettó magasság (mm)	110
Külső méret, nettó szélesség (mm)	125
Külső méret, nettó mélység (mm)	52
Külső méret, bruttó magasság (mm)	155
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	310
Külső méret, bruttó mélység (mm)	350
Nettó súly (kg)	1,56
Bruttó súly (kg)	2,16