


APFD 201

Betét

légzőmaszkok optimális behelyezéséhez.



- 6 légzésvédelmi maszk biztonságos behelyezéséhez alkalmas
- Tartozék: 1 alkatrészkosár 6 színmegjelölésű fiókkal
- Külön fedél a különösen sérülékeny darabokhoz (6 fiók)

EAN: 4002516080480 / Anyagszám: 11045760 / Régi anyagszám: 67020101D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8063	•
Termékkategória	
Betét légzésvédelmi maszkokhoz	•
Felhasználási terület	
Légzésvédelmi maszkok előkészítése	•
Kapacitás	
Légzőmaszkok [darabszám]	6
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	219
Külső méret, nettó szélesség (mm)	470
Külső méret, nettó mélység (mm)	480
Külső méret, bruttó magasság (mm)	255
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	570
Nettó súly (kg)	5,70
Bruttó súly (kg)	7,11