


O 892

Felső kosár

E 812 betéttel és 2 pohárral különböző poharakhoz



- 2 pozícióban 5 cm-rel állítható
- A fűlek biztosítják a hosszú szárú poharak biztonságos rögzítését
- Beépített mosogatókarral, csatlakozás a hátsó oldalon
- Max. berakodási magasság 200 mm
- Az E 812 üvegbetét a szállítási terjedelem része

EAN: 4002515276372 / Anyagszám: 09548990 / Régi anyagszám: 67189201D


Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Kosár poharakhoz	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilézozott
Szín	Fehér
Maximális rakodási magasság (mm)	200
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0

O 892

Felső kosár

E 812 betéttel és 2 pohárríffel különböző poharakhoz

EAN: 4002515276372 / Anyagszám: 09548990 / Régi anyagszám: 67189201D



Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	190
Külső méret, nettó szélesség (mm)	518
Külső méret, nettó mélység (mm)	486
Külső méret, bruttó magasság (mm)	530
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	285
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	2,97
Bruttó súly (kg)	3,12