


O 898

Felső kosártartó

1/2 betétek elhelyezéséhez



- Maximális rakodási magasság: 240 mm
- Beépített mosogatókarral, csatlakozás a hátsó oldalon
- Magassága 3 pozícióban 6 cm-rel állítható

EAN: 4002515573747 / Cikkszám: 10114490 / Régi cikkszám67189801D

<b>Termék-hozzárendelés</b>	
Mosogatógépek – friss víz	•
<b>A készülék besorolása</b>	
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Termékkategória</b>	
Konzol/kosártartó	•
Felső kosár	•
<b>Terméktulajdonságok</b>	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Maximális rakodási magasság (mm)	240
<b>Standard elektromos csatlakozás</b>	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00-0,00
Biztosíték (A)	0-0
<b>Méret és súly</b>	
Külső méret, nettó magasság (mm)	206
Külső méret, nettó szélesség (mm)	528
Külső méret, nettó mélység (mm)	527
Külső méret, bruttó magasság (mm)	285
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	2,97
Bruttó súly (kg)	3,12