ABL 50
Kiegyenlítő takaróléc a lábazathoz
72 cm-es korpuszmérethez való magassági illesztéshez.

EAN: 4002516854791 / Cikkszám: 12621610 / Régi cikkszám67211406D



- Nemesacél és fehér kivitelben
- 5 cm magasság

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 404 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Telepítési anyagok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Horganyzott lemez, lótuszfehér
Szín	Lótuszfehér
Méret és súly	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	45
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	70
Külső méret, bruttó mélység (mm)	610
Nettó súly (kg)	0,31
Bruttó súly (kg)	0,40