ADB
Fedőlemez
aláépíthető változatokhoz.



- A munkalap nedvesség elleni védelméhez
- Opcionálisan aláépíthető készülékként való telepítésnél
- -

EAN: 4002515379493 / Cikkszám: 09715590 / Régi cikkszám67216008D

Általános információk	
Modellazonosító	ADB
Gyártói cikkszám	09715590
EAN-kód	4002515379493
Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
Termékkategória	
Tartozékok aláépíthető készülékhez	•
Telepítési anyagok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Horganyzott acéllemez
Szín	Ezüst
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	25
Külső méret, nettó szélesség (mm)	596
Külső méret, nettó mélység (mm)	542
Külső méret, bruttó magasság (mm)	70
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	630
Külső méret, bruttó mélység (mm)	650
Nettó súly (kg)	2,70
Bruttó súly (kg)	3,75