APFD 210

Kosár

akár 16 palack és egyéb üreges testek optimális befogadásához.

EAN: 4002516464808 / Cikkszám: 11717360 / Régi cikkszám67021001D



- Egyszerű váltás az üvegkosár és az alapkosár között
- Higiénikus előkészítés az egyes injektorfúvókáknak köszönhetően
- A mosogatnivalók max. magassága 275 mm, átmérő 12–95 mm
- A Miele minden ipari frissvízrendsz. mosogatógépében használható

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Kosár üvegek és egyéb öblös tárgyak számára	•
Alsó kosár	•
Kapacitás	
Üvegek [mennyiség]	16

APFD 210
Kosár
akár 16 palack és egyéb üreges testek optimális befogadásához.



EAN: 4002516464808 / Cikkszám: 11717360 / Régi cikkszám67021001D

Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	200
Külső méret, nettó szélesség (mm)	500
Külső méret, nettó mélység (mm)	500
Külső méret, bruttó magasság (mm)	290
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	560
Külső méret, bruttó mélység (mm)	535
Nettó súly (kg)	4,75
Bruttó súly (kg)	5,74