
APFD 220
Alsó kosár
betétek nélkül egyedi rakodási lehetőségekhez.



- Max. 50 x 50 cm méretű betétek vagy műanyag kosarak befogadásához
- Fogantyúelemmel az ergonomikus használatért

EAN: 4002516643944 / Cikkszám: 12107590 / Régi cikkszám67022001D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Alsó kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilsan bevonatú
Szín	Fehér
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	210
Külső méret, nettó szélesség (mm)	533
Külső méret, nettó mélység (mm)	518
Külső méret, bruttó magasság (mm)	245
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	545
Külső méret, bruttó mélység (mm)	545

APFD 220
Alsó kosár
betétek nélkül egyedi rakodási lehetőségekhez.



EAN: 4002516643944 / Cikkszám: 12107590 / Régi cikkszám67022001D

Nettó súly (kg)	2,19
Bruttó súly (kg)	3,01