
APFD 401
Betét
gyógyszeres csészék optimális behelyezéséhez.


EAN: 4002516152163 / Cikkszám: 10869810 / Régi cikkszám67540101D



- 60gyógyszeres csésze optimális behelyezésére alkalmas
- 10APFD 402 behelyezésére alkalmas
- 10 db 36 mm-es elhelyezési távolságú sorral felszerelve
- A mosogatnivaló maximális magassága 42 mm

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét gyógyszeres csészékhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Kapacitás	
Gyógyszeres csészék [mennyiség]	60

APFD 401
Betét
gyógyszeres csészék optimális behelyezéséhez.



EAN: 4002516152163 / Cikkszám: 10869810 / Régi cikkszám67540101D

APFD 402 betét [mennyiség]	10
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	58
Külső méret, nettó szélesség (mm)	220
Külső méret, nettó mélység (mm)	414
Külső méret, bruttó magasság (mm)	75
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	235
Külső méret, bruttó mélység (mm)	430
Nettó súly (kg)	1,23
Bruttó súly (kg)	1,42