APFD 402
Betét
gyógyszeres csészék fedelének optimális behelyezéséhez.

EAN: 4002516152170 / Cikkszám: 10869850 / Régi cikkszám67540201D



- 8gyógyszeres csésze fedelének behelyezésére alkalmas
- APFD 401 kosárbetétben való alkalmazásra
- 28-tól 35 mm átmérőjű fedelekhez alkalmas

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét gyógyszeres csészék fedeléhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	szürke

APFD 402
Betét
gyógyszeres csészék fedelének optimális behelyezéséhez.

EAN: 4002516152170 / Cikkszám: 10869850 / Régi cikkszám67540201D



Kapacitás	
Fedél gyógyszeres csészékhez [mennyiség]	8
Méret és súly	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	55
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	180
Külső méret, bruttó mélység (mm)	250
Nettó súly (kg)	0,01
Bruttó súly (kg)	0,02