
Miele

APFD 416

1/2 perforált alátétlemez felső kosarakhoz
különböző mosogatnivalók változatos befogadásához.

EAN: 4002516648376 / Cikkszám: 12174880 / Régi cikkszám67041601D



- APFD 214 és APFD 215 felső kosarakhoz megfelelő
- Lyukméret: 1,6 cm x 1,9 cm

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8091	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Perforált alátétlemez	•
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilzánozott
Szín	Fehér
Felső kosárba helyezhető	APFD 214, APFD 215
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	15
Külső méret, nettó szélesség (mm)	284
Külső méret, nettó mélység (mm)	464
Külső méret, bruttó magasság (mm)	50
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	490
Nettó súly (kg)	0,45
Bruttó súly (kg)	1,06