
APFD 417
Betét
akár 25 újrafelhasználható pohár optimális megtartásához.

EAN: 4002516682271 / Cikkszám: 12293790 / Régi cikkszám67041701D



- APFD 215 és APFD 214 felső kosarakhoz megfelelő
- A poharak maximális magassága 126,5 mm, átmérője 50–90 mm

A készülék besorolása	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét poharaknak	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilzánozott
Szín	Fehér
Kapacitás	
Poharak [darabszám]	25
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	165
Külső méret, nettó szélesség (mm)	459
Külső méret, nettó mélység (mm)	381
Külső méret, bruttó magasság (mm)	198
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	476
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	0,92
Bruttó súly (kg)	1,84