AW 51
Csepegtetőtálca
500-as kosarak pultra/munkalapra helyezéséhez.



- A lecsepegő víz felfogására

EAN: 4002515718780 / Cikkszám: 10396100 / Régi cikkszám: 67213401D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – tartály	▪
Készülék-hozzárendelés	
PG 8165	▪
PG 8166	▪
PG 8169	▪
PG 8172	▪
PG 8172 Eco	▪
PTD 701	▪
PTD 702	▪
PTD 703	▪
PTD 704	▪
Termékkategória	
Egyéb tartozékok	▪
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	25
Külső méret, nettó szélesség (mm)	525
Külső méret, nettó mélység (mm)	525
Külső méret, bruttó magasság (mm)	40
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	630
Külső méret, bruttó mélység (mm)	640
Nettó súly (kg)	2,45
Bruttó súly (kg)	3,13