DTD 2
Felfogótálca
a ProCare tartályok biztonságos elhelyezéséhez.

EAN: 4002515933695 / Cikkszám: 10695460 / Régi cikkszám61910001D



- Helyet ad 2 ProCare tartálynak
- Biztonságos állvány a ProCare 5 és 10 literes tartályaihoz
- Tartályok optimális kiürítése a dőlésszögnek köszönhetően
- Másodlagos szekrényben is használható

| | |
|---|---|
| **Termék-hozzárendelés** | |
| ProCare | • |
| **A készülék besorolása** | |
| PFD 100 (SmartBiz) | • |
| PFD 101 | • |
| PFD 101 i | • |
| PFD 101 U | • |
| PFD 102 i | • |
| PFD 103 SCi XXL | • |
| PFD 104 SCVi XXL | • |
| PG 8063 | • |
| PTD 901 | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 701 | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |
| **Termékkategória** | |
| Egyéb tartozékok | • |
| **Alkalmazási lehetőségek** | |
| A ProCare tartályok biztonságos elhelyezése | • |
| A ProCare tartályok optimális ürítése | • |
| **Terméktulajdonságok** | |
| Anyag | Műanyag |
| Szín | szürke |
| Két 5 vagy 10 literes ProCare tartály biztonságos elhelyezésének lehetősége | • |
| Ferde padló a ProCare tartályok optimális ürítéséhez | • |
| **Kapacitás** | |
| Kaniszter max. 190 x 230 mm méretig [mennyiség] | 2 |
| **Méret és súly** | |
| Külső méret, nettó magasság (mm) | 62 |
| Külső méret, bruttó magasság (mm) | 74 |
| Külső méret, bruttó szélesség (mm) | 327 |
| Külső méret, bruttó mélység (mm) | 463 |
| Bruttó súly (kg) | 0,72 |