
E 10
1/2 perforált alátétlemez alsó kosarakhoz
különböző mosogatnivaló, pl. tejeskanna, csészék stb. befogadásához.

EAN: 4002516854142 / Cikkszám: 12610570 / Régi cikkszám67500911D




- Megfelel az APFD 220, U 876 és U 890 alsó kosarakhoz
- Lyukméret: 1,7 x 1,7 cm

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Perforált alátétlemez	•
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilsan bevonatú
Szín	Fehér
Alsó kosárba helyezhető	U 876, U 890, APFD 220
Méret és súly	
Külső méret, bruttó magasság (mm)	30
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	370
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	0,37

E 10
1/2 perforált alátétlemez alsó kosarakhoz
különböző mosogatnivaló, pl. tejeskanna, csészék stb. befogadásához.

EAN: 4002516854142 / Cikkszám: 12610570 / Régi cikkszám67500911D



Bruttó súly (kg)	0,50