E 166
Perforált alátétlemez
érzékeny mosogatnivaló kímélő mosásához.

EAN: 4002511808867 / Cikkszám: 03808850 / Régi cikkszám67516601D



- U 876 alsó kosárhoz
- Az öblítősugár optimalizálásához

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Perforált alátétlemez	•
Egyéb tartozékok	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Alsó kosárba helyezhető	U 876
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0

E 166
Perforált alátétlemez
érzékeny mosogatnivaló kímélő mosásához.



EAN: 4002511808867 / Cikkszám: 03808850 / Régi cikkszám67516601D

Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	1
Külső méret, nettó szélesség (mm)	460
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	15
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	530
Külső méret, bruttó mélység (mm)	530
Nettó súly (kg)	1,06
Bruttó súly (kg)	1,50