
E 437
Evőeszközkosár
evőeszközök befogadásához.


EAN: 4002511958210 / Cikkszám: 04326640 / Régi cikkszám67543701D



- O 885 felsőkosár-konzolhoz és U 876 alsókosár-konzolhoz
- 18 5,9 x 4,4 rekesz; 2 5,9 x 5,9 rekesz; 16 4,4 x 4,4 cm rekesz

Általános információk	
Modellazonosító	E 437
Gyártói cikkszám	04326640
EAN-kód	4002511958210
Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét evőeszközökhöz	•
Nemesacél konténer hordozófogantyúval	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Rekeszek száma	36
Fiókszélesség (mm)	44

E 437
Evőeszközkosár
evőeszközök befogadásához.



EAN: 4002511958210 / Cikkszám: 04326640 / Régi cikkszám67543701D

Fiókhosszúság (mm)	44
Felső kosárba helyezhető	O 898
Alsó kosárba helyezhető	U 876
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	70
Külső méret, nettó szélesség (mm)	211
Külső méret, nettó mélység (mm)	436
Külső méret, bruttó magasság (mm)	175
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	250
Külső méret, bruttó mélység (mm)	485
Nettó súly (kg)	2,20
Bruttó súly (kg)	2,52