E 815
Betét
poharak optimális befogadásához.

EAN: 4002512259446 / Cikkszám: 05018670 / Régi cikkszám67581501D



- U 890 alsó kosárhoz
- 10 búzasörös korsóhoz
- Rácsmagasság 240 mm, rácstávolság 95 mm

Általános információk	
Modellazonosító	E 815
Gyártói cikkszám	05018670
EAN-kód	4002512259446
Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét poharakhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilsan bevonatú
Szín	Fehér
Rácssűrűség (mm)	95
Rácsmagasság (mm)	240
Alsó kosárba helyezhető	U 890

E 815
Betét
poharak optimális befogadásához.

EAN: 4002512259446 / Cikkszám: 05018670 / Régi cikkszám67581501D



Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	252
Külső méret, nettó szélesség (mm)	220
Külső méret, nettó mélység (mm)	513
Külső méret, bruttó magasság (mm)	250
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	230
Külső méret, bruttó mélység (mm)	505
Nettó súly (kg)	1,59
Bruttó súly (kg)	1,99