E 884

Lemez- és lapbetét, rilsan-bevonattal lemezek, tálcák optimális befogadásához.



- Megfelelő az APFD 220 és U 890 alsó kosarakhoz
- lemezhez, 10sütőlaphoz vagy tálcához
- Rácsmagasság 175 mm, rácstávolság 32 mm

EAN: 4002512259439 / Cikkszám: 05018680 / Régi cikkszám67588401D

Általános információk	
Modellazonosító	E 884
Gyártói cikkszám	05018680
EAN-kód	4002512259439
Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét tálcákhoz, tepsikhez, tálcákhoz	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilsan bevonatú
Szín	Fehér
Rácssűrűség (mm)	32
Rácsmagasság (mm)	175
Alsó kosárba helyezhető	U 890

E 884

Lemez- és lapbetét, rilsan-bevonattal
lemezek, tálcák optimális befogadásához.



EAN: 4002512259439 / Cikkszám: 05018680 / Régi cikkszám67588401D

Kapacitás	
Tálcák max. 500 x 320 mm méretig [mennyiség]	10
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	175
Külső méret, nettó szélesség (mm)	460
Külső méret, nettó mélység (mm)	460
Külső méret, bruttó magasság (mm)	480
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	535
Külső méret, bruttó mélység (mm)	195
Nettó súly (kg)	1,60
Bruttó súly (kg)	2,20