E 9
Betét
fazekak, tálak stb. optimális befogadásához.

EAN: 4002511807877 / Cikkszám: 03808260 / Régi cikkszám67500901D



- U 890 alsó kosárhoz
- Rácsmagasság 105 mm, rácstávolság 45 mm

Általános információk	
Modellazonosító	E 9
Gyártói cikkszám	03808260
EAN-kód	4002511807877
Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
A készülék besorolása	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Termékkategória	
Betét fazekakhoz/tálakhoz/bögrékhez	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Drót, rilsan bevonatú
Szín	Fehér
Rácssűrűség (mm)	45
Rácsmagasság (mm)	105

E 9
Betét
fazekak, tálak stb. optimális befogadásához.



EAN: 4002511807877 / Cikkszám: 03808260 / Régi cikkszám67500901D

Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	115
Külső méret, nettó szélesség (mm)	225
Külső méret, nettó mélység (mm)	416
Külső méret, bruttó magasság (mm)	260
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	235
Külső méret, bruttó mélység (mm)	510
Nettó súly (kg)	0,90
Bruttó súly (kg)	1,20