PG 8595
Aqua-Purificator
két teljes, ill. részleges demin. patron befogadásához.



- Alkalmas a VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000-hez
- A vezetőképesség-mérő és az áramlás-mérő behelyezhető
- Külső méretek: mag. 835 (820 fed. nélk.), sz. 300, mély. 600 mm

EAN: 4002515558096 / Cikkszám: 10087310 / Régi cikkszám69859501D

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•

PG 8595
Aqua-Purificator
két teljes, ill. részleges demin. patron befogadásához.



EAN: 4002515558096 / Cikkszám: 10087310 / Régi cikkszám69859501D

PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Termékkategória	
Vízelőkészítés	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Horganyzott lemez, lótuszfehér
Szín	Lótuszfehér
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0-0
Frekvencia (Hz)	0-0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	835
Külső méret, nettó szélesség (mm)	300
Külső méret, nettó mélység (mm)	600
Külső méret, bruttó magasság (mm)	900
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	400
Külső méret, bruttó mélység (mm)	740
Nettó súly (kg)	26,50
Bruttó súly (kg)	30,00