PG 8597
Ingalágyító
a lágyított víz folyamatos levétele, 40°dH vízkeménységig.

EAN: 4002516860372 / Cikkszám: 12687200 / Régi cikkszám69859702D



- Teljesítmény: folyamatosan 19 l/min, max. 30 l/min
- Álló készülék görgőkkel, felültöltős
- 1 tartály 20 kg sóhoz, 2 tartály 4,5 l gyantához
- Mennyiségvezérelt kétkamrás rendszer, áram nélküli üzem
- A készülék vízcsatlakozással rendelkezik

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Nagy méretű tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
Nagyméretű tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Termékkategória	
Vízelőkészítés	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Műanyag
Szín	Fehér
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	570
Külső méret, nettó szélesség (mm)	360
Külső méret, nettó mélység (mm)	360
Külső méret, bruttó magasság (mm)	680
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	390
Külső méret, bruttó mélység (mm)	380
Nettó súly (kg)	18,60
Bruttó súly (kg)	19,00

PG 8597
Ingalágyító
a lágyított víz folyamatos levétele, 40°dH vízkeménységig.