VE P 2800/1

Teljes vízlágyító patron
az optimális vízelőkészítéshez.

EAN: 4002516874027 / Cikkszám: 12681040 / Régi cikkszám69431006D



- Max. átfolyási mennyiség: 800 l/h
- A kimerültségi állapot ConductivityMeter CM/1 segítségével mérhető
- Max. bemenő vízhőmérséklet: 40 °C – nyomóterhelhetőség: 0,5–10 bar
- Magasság 56 cm, Ø 24 cm

Termék-hozzárendelés	
Mosogatógépek – friss víz	•
Mosogatógépek – tartály	•
Mosogatógépek – kétoldalra nyíló tartály	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
Termikus fertőtlenítők	•
Tisztító és fertőtlenítő automaták, orvosi	•
A készülék besorolása	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8091	•

VE P 2800/1
Teljes vízlágyító patron
az optimális vízelőkészítéshez.



EAN: 4002516874027 / Cikkszám: 12681040 / Régi cikkszám69431006D

PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Termékkategória	
Vízelőkészítés	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél, Műanyag
Szín	Nemesacél, Fekete
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	561
Külső méret, nettó szélesség (mm)	240
Külső méret, nettó mélység (mm)	240
Külső méret, bruttó magasság (mm)	600
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	260
Külső méret, bruttó mélység (mm)	260
Nettó súly (kg)	18,02
Bruttó súly (kg)	19,05